

DUNA DENTA & DUNA PRIVAT

Návod na instalaci a převod dat z verze 2024.3

<u>K</u> omplet			
<u>O</u> rdinace	•		
<u>D</u> ávky	•		
<u>P</u> latby	•		
<u>H</u> romadné operace	•		
Evide <u>n</u> ce	•		
O <u>b</u> sluha	•		
<u>Č</u> íselníky	•		
<u>T</u> iskové výstupy	►		
Servisní <u>a</u> kce	×.	Komprimace a archivace	
Konec		Vytvoření <u>b</u> ezpečnostní kopie	
Kon <u>e</u> c		Indexace a setřepání	

1. **Vytvoření bezpečnostní kopie dat** ve stávající verzi programu – volba v menu *Agendy -> Servisní a<u>k</u>ce -> Vytvoření <u>b</u>ezpečnostní kopie. Ukončíte práci v programu, např. tlačítkem <i>Kon<u>e</u>c*.

Od této chvíle až do dokončení instalace upgrade **nesmí nikdo zadávat nebo opravovat údaje o Vašich pacientech, výkonech, atd.**, ani z jiného počítače v síti.

- 2. Instalace upgrade = nová verze programu
 - 2.1. kliknete na instalační program, který jste si stáhli z webu a spustíte průvodce instalací,
 - 2.2. na obrazovce, popisující průběh instalace, potvrdíte zahájení instalace tlačítkem *Další*, případně ukončíte instalaci tlačítkem *Storno*,
 - 2.3. přečtěte si Licenční ujednání a souhlas potvrdíte tlačítkem Další,
 - 2.4. tlačítkem *Instalovat* potom zahájíte vlastní instalaci upgrade systému DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT. Dokončíte stiskem tlačítka *Dokončit*.

Na ploše počítače se vytvoří nová ikona DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT s označením verze systému 2025.1. Spustíte tento program. Čekají vás dva jednoduché kroky, které se provádějí vždy jenom při prvním spuštění upgradované verze programu – aktivace softwarové licence¹ a převod dat z nižší verze programu².

- 3. Aktivace softwarové licence pro rok 2025 po instalaci produktu a jeho prvním spuštění si aplikace vyžádá vložení produkčního klíče pro rok 2025. Tento textový řetězec 25 znaků, např. QWERT-123AS-ZXC45-TYUI8-DFGH5, je k dispozici na naší webové stránce s informacemi o Vašich licencích. Do políčka LOGIN na této stránce zadáte svou e-mailovou adresu, kterou jste uvedli na našem obchodním oddělení pro komunikaci s Vámi a heslo.
- 4. Pro rychlé provedení aktivace musíte být připojeni k internetu. Po spuštění se Vám zobrazí následující dialog:

¹ Aktivace softwarové licence se ve skutečnosti provádí jenom 1x ročně, a to vždy, když obdržíte první variantu programu pro nový kalendářní rok.

² Nové verze distribuujeme ve formě upgrade nebo update. Převod dat z nižší verze se spouští vždy v případě upgrade, kdy na ploše i vzniká při instalaci nová ikona. Při nové verzi ve formě update nová ikona nevzniká a po instalaci můžete hned pracovat, aniž byste museli data převádět.



Volbou Ano vstoupíte do dialogu pro aktivaci produktu.



Do zobrazeného pole vložte obdržený produkční klíč a odstartujete internetovou aktivaci stiskem tlačítka *Internet* ³. Úspěšný výsledek aktivace produktu je ukončen po několika sekundách hlášením.

5. **Převod dat z nižší verze programu** – v dalším dialogovém okně zaškrtněte data, která chcete převést, a program dokončí jejich převod z předcházející verze programu do aktuální verze⁴.

	* Název firmy	
	🔽 MUDr. Josef Nechvátal 🛛 🛶 🔤	
	🔲 Nová ordinace stomatologa	
	Pepa Tato data budo	u
100	přenesena do nové	verze
-		
C.8	<	•
	QK Storno	

6. Pokud máte více počítačů v síti, proveďte nyní instalaci nového programu, popsaného v bodu 2.,

³ Pokud Internet k dispozici nemáte, po stisknutí tlačítka *Telefon*, v obvyklých pracovních hodinách, zavolejte operátorovi na telefonní číslo 581 277 383 a provedete aktivaci softwarové licence dle jeho pokynů.

⁴ Po dokončeném převodu dat nejsou již data přístupná v předcházející verzi programu, tj. nebudou se vůbec zobrazovat v základní nabídce starší verze programu.

na všech ostatních počítačích 5 .

INSTALACE NOVÉ VERZE PROGRAMU JE HOTOVA.

⁵ Aktivace licence a převod dat se provádějí pouze na prvním počítači.