

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA PRIVAT 2022.1.28

Kartotéka, záložka Vakcinace

- ❖ na seznam provedených očkování byl pro větší přehlednost přidán sloupec „Původní druh“ pro zobrazení informace o očkování u starých záznamů, které v současnosti neodpovídají číselníku SUKL a zůstaly by prázdné

Kartotéka, toolbar

- ❖ přidáno tlačítko pro načtení výpisu všech provedených očkování pacienta, které jsou uloženy v CÚZO
- ❖ přidáno tlačítko pro stažení všech PDF záznamů o očkování daného pacienta z CÚZO
- ❖ sestavy lze omezit datem od – do nebo kódem nemoci, případně kombinací obou parametrů