

## CO JE NOVÉHO V SYSTÉMU DUNA DENTA 2026.1.09

### Kartotéka , Účty, Zubní kříž, Chorobopis

- ❖ při zápisu nových kódů pro zubní výplně s povinnou lokalizací na zub přidány kontroly na :
- ❖ nepovolenou roční kombinaci kódů 00832,00833,00834 vůči 00832,00833,00834
- ❖ nepovolenou dvouletou kombinaci kódu 00835 s kódy 00829, 00830, 00835, 00836, 00837, 00838
- ❖ nepovolenou dvouletou kombinaci kódů 00829,00830,00836,00837,00838 vůči kódům 00829, 00830, 00836, 00837, 00838
- ❖ nepovolenou roční kombinaci kódu 00831 vůči 00831
- ❖ nepovolenou roční kombinaci kódů 00829, 00830, 00831, 00832, 00833, 00834, 00835 00836, 00837, 00838 vůči starým kódům 00920, 00921, 00922
- ❖ kontroly se provádí při ručním zápisu výkonu na účet pacienta, při zápisu značky do zubního kříže v režimu „provedené ošetření“ a při zrychleném zápisu výkonu přes tlačítko ZVO (tj. šablony ošetření)
- ❖ po provedení kontroly se objeví informativní hlášení včetně seznamu již zapsaných kódů a data provedení, uživatel ale může pokračovat dál